

bloominds®

Vitality™

MagicPro 3.0



Hlavní benefity

Trápí vás ztuhlá šíje po celém dni u počítače nebo nepříjemná bolest zad? MagicPro je kompaktní, ale mimořádně výkonný masážní přístroj, který využívá klinicky ověřenou technologii TENS (transkutánní elektrická nervová stimulace) a EMS (elektrická stimulace svalů). Tento přenosný masážní přístroj vysílá jemné elektrické impulzy, které blokují signály bolesti směřující do mozku a zároveň stimulují svaly k uvolnění a regeneraci.

Je to vaše soukromá masážní terapie, kterou můžete mít kdykoliv u sebe – v kapse, v kanceláři nebo na cestách.

Hlavní přínosy

Pravidelné používání Vitality MagicPro 3.0 může přispět k:

- uvolnění napětí v oblasti krční páteře
- zmírnění ztuhlosti krku a ramen
- zlepšení prokrvení svalů
- podpoře správného držení těla
- snížení únavy způsobené dlouhým sezením
- podpoře regenerace po fyzické nebo pracovní zátěži
- hlubší relaxaci a snížení stresu

EMS technologie navíc pomáhá aktivovat hluboké stabilizační svaly krku, které bývají oslabené při špatném držení těla nebo dlouhém používání počítače.



Doporučené používání

Jak používat MagicPro™

3.0

1. Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
2. Umístěte masážní přístroj pohodlně kolem krku.
3. Pomocí ovladače zvolte požadovaný masážní režim, intenzitu a teplotu.
4. Uvolněte se a užívejte si masáž po dobu 10–15 minut.
5. Doporučené denní použití: 1–2 sezení pro optimální výsledky.

Poznámka:

Vždy začínejte na nejnižší úrovni a postupně upravujte intenzitu podle svého komfortu.

Jak zařízení funguje?

Vitality MagicPro 3. 0 využívá kombinaci několika technologií:

EMS stimulace

EMS vysílá jemné elektrické impulzy, které stimulují svaly krku. Tím dochází k jejich aktivaci, uvolnění napětí a podpoře správného držení páteře.

Tepelná terapie

Příjemné teplo pomáhá uvolnit ztuhlé svaly, zlepšit cirkulaci krve a podpořit relaxaci.

Masážní režimy

Zařízení nabízí různé masážní režimy a úrovně intenzity, které lze přizpůsobit podle individuálních potřeb a citlivosti.

Kombinace těchto technologií přispívá k efektivní regeneraci svalů a celkovému uvolnění krční oblasti.

Vlastnosti produktu

- 4bodová masáž hlubokých tkání pro uvolnění svalového napětí
- EMS (elektrická svalová stimulace) pro aktivaci hlubokých stabilizačních svalů krku
- Tepelná terapie pro zmírnění ztuhlosti a zlepšení prokrvení
- Jemná trakce krční páteře pro snížení tlaku na páteř
- Přenosné a bezdrátové použití doma, v kanceláři i na cestách
- Nastavitelná intenzita pro individuální komfort

Jak často aplikovat?

Ideální je zařadit ráno a večer, tedy 2× denně. Doporučujeme dodržovat rozestup mezi sezeními (např. ráno a večer), aby byl efekt maximální.

Pokud s červeným světlem teprve začínáte, doporučujeme začít postupně, například s kratšími dávkami ozařování a sledovat, jak na RED a NIR Vaše tělo reaguje. Každý organismus je jiný, a proto je dobré naslouchat svým pocitům a případně upravit délku nebo frekvenci použití. K úpravě vlnových délek můžete využít manuální nastavení, kde si nastavíte vlastní intenzitu ozáření.

Nicméně primárně doporučujeme využívat přednastavené programy. Tyto programy jsou navrženy tak, aby pokrývaly nejčastější oblasti použití a každý program je nastavena s optimálními vlnovými délkami pro daný účel.

Pokyny k nabíjení

1. Připojte nabíjecí kabel k zařízení.
2. Zapojte kabel do USB zdroje napájení.
3. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.
4. Po úplném nabití se kontrolka rozsvítí nepřerušovaným světlem.

Údržba a péče

- Po použití otřete zařízení měkkým suchým hadříkem.
- Pokud zařízení nepoužíváte, uchovávejte jej v ochranném pouzdře.
- Chraňte zařízení před pádem a nevystavujte ho extrémním teplotám.
- Zařízení nerozebírejte ani neupravujte.

Upozornění a kontraindikace

Před použitím zařízení Vitality MagicPro 3.0 si pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny. Dodržování těchto doporučení pomůže zajistit bezpečné a správné používání zařízení.

Obecná upozornění

- Zařízení používejte pouze podle pokynů uvedených v tomto manuálu.
- Nepoužívejte zařízení déle, než je doporučená doba použití.
- Začněte vždy na nejnižší úrovni intenzity a postupně ji zvyšujte podle svého komfortu.
- Pokud během používání pocítíte bolest, silné nepohodlí nebo podráždění, okamžitě zařízení přestaňte používat.
- Zařízení je určeno pouze pro externí použití v oblasti krční páteře.

Kontraindikace

Zařízení nepoužívejte v následujících případech:

- pokud máte kardiostimulátor (pacemaker) nebo jiné implantované zdravotnické zařízení
- pokud máte akutní zánět, otok nebo poranění v oblasti krku
- pokud je pokožka v oblasti použití poškozená, podrážděná nebo otevřená
- pokud trpíte závažným onemocněním krční páteře, pokud použití nebylo konzultováno s lékařem

V případě jakýchkoliv zdravotních potíží doporučujeme před použitím zařízení konzultovat jeho používání s lékařem.

Bezpečnostní pokyny

- Nevystavujte zařízení vodě, vlhkosti ani extrémním teplotám.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna).
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Zařízení nepouštějte na zem a nerozebírejte ho.
- Nepokoušejte se zařízení upravovat nebo opravovat sami.

Používejte zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno.

Popis produktu



Co je součástí balení?



Vitality MagicPro™ 3.0
USB nabíjecí kabel

Technické specifikace

| | |
|---------------------------------|--|
| Technologie a principy | <ul style="list-style-type: none">• EMS 2.0 (elektrostimulační svalová terapie) – aktivuje hluboké stabilizační svaly krku a zádové oblasti.• Tepelná terapie (Heat Therapy) – pronikající teplo zklidňuje napětí a podporuje prokrvení.• 6 vibračních režimů pro variabilní masážní účinek. |
| Provoz a ovládání | <ul style="list-style-type: none">• 16 úrovní intenzity EMS a vibračního masaže – nastavitelné pomocí + / – tlačítek.• Tlačítka Power / + / – pro snadné ovládání režimů a intenzity.• Možnost zapnutí/vypnutí tepla podržením tlačítka +. |
| Napájení / baterie | <ul style="list-style-type: none">• Vestavěná dobíjecí baterie – až ~25–35 sezení na jedno nabití.• USB nabíjecí kabel součástí balení. |
| Konstrukce / design | <ul style="list-style-type: none">• Ergonomický tvar přizpůsoben krční části těla.• Lehký, přenosný a bez kabelů – snadné použití kdekoli. |
| Certifikace / bezpečnost | FDA Class II wellness device, CE Certified, RoHS compliant |
| Použití / systém balení | Zařízení + USB kabel + uživatelský manuál |
| Doporučená doba použití | 10–20 minut denně pro nejlepší výsledky |



bloominds[®]

www.bloominds.cz

+420 602 491 591

lounge@bloominds.cz

**Rybná 1066/15
110 00 Praha 1**