

Red Light Beauty Glow Handheld 5v1



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Nejprve vyzkoušejte zařízení na předloktí a vyzkoušejte, zda nejste na světlo alergičtí nebo citliví. Poté počkejte přibližně hodinu a zkontrolujte dané místo. Pokud se neobjeví žádné známky alergie nebo citlivosti, můžete přístroj použít na obličej.
- Přístroj skladujte na suchém a stinném místě.
- Držte přístroj mimo dosah vody.
- Přístroj nepoužívejte během nabíjení.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před použitím, očistěte pokožku a aplikujte zvlhčující krém. Nikdy nepoužívejte kosmetické přípravky obsahující alkohol.
- Nepoužívejte na následující místa: oči, víčka, podrážděná nebo poškozená pokožka, jizvy, otevřené rány, krk, svědicí místa na pokožce aj.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jste citliví na světlo.
- Není vhodné pro těhotné ženy nebo kojící matky.
- Nepoužívejte po plastické operaci.
- Nepoužívejte během řízení, chození nebo další činnosti vyžadující vaší plnou pozornost.

POPIS PRODUKTU



1. LED světla

2. Nastavení intenzity

3. Vypínač / nastavení režimu

4. USB-C nabíjecí port

5. Indikátor stavu přístroje

LED světla: 24 ks, 630 nm na jedné straně, 660 nm na druhé straně

Nastavení intenzity

Vypínač / režimy : Tlačítko podržte pro zapnutí / vypnutí přístroje; po spuštění, stiskem tlačítka přepnete sadu světel

Světelný indikátor : bílá – běžný provoz, červená (blikající) – nízký stav baterie, bílá (blikající) – nabíjení, červená – plně nabitá

USB-C pro nabíjení

OBSAH BALENÍ

Přístroj; nabíjecí kabel; manuál; brýle

Při pravidelném užívání působí světlo příznivě na pleť (redukce vrásek, akné a nedokonalostí pokožky obličeje) i na celé tělo – pomáhá ulevit od bolesti svalů, kloubů i kostí, podporuje tvorbu kolagenu v těle.

POUŽITÍ

Přístrojem pohybujte na čele zleva doprava.



Pohybujte směrem od brady po čelisti.



Pohybujte nahoru směrem nahoru.



Pohybujte kolem očí.



- Doporučená doba použití: max. 3 min na stejném místě obličeje
- Frekvence použití: 5x týdně

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pro čištění používejte suchý měkký hadřík.
- Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou, nepoužívejte čisticí prostředky.

Upozornění a kontraindikace

- Nedívejte se přímo do světelného zdroje – může dojít k poškození očí
 - Při používání vždy používejte ochranné brýle
 - Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí
 - Nepokládejte zařízení na nestabilní povrch – hrozí pád a poškození
 - Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo nefunguje správně
 - Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama
 - Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani tekutiny
 - Zařízení nerozebírejte ani neopravujte svépomocí
 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 - Při používání může docházet k zahřívání povrchu – je to běžné
-
- Nepoužívejte při známé přecitlivělosti na světlo (fotosenzitivita)
 - Nevhodné při užívání léků zvyšujících citlivost na světlo
 - Nepoužívejte na otevřené rány nebo poraněnou pokožku
 - Nevhodné při aktivních kožních infekcích nebo zánětech bez konzultace s lékařem
 - Nepoužívejte v oblasti očí bez ochrany
 - V případě chronických onemocnění konzultujte použití s lékařem
 - Nevhodné pro osoby s epilepsií citlivou na světelné podněty
 - Nepoužívejte během těhotenství bez konzultace s lékařem

Kdy přerušit používání

- při podráždění nebo zarudnutí pokožky
- při nepříjemných pocitech během použití
- při výskytu bolesti nebo zhoršení stavu

Důležité upozornění:

Zařízení slouží jako podpora péče o pleť a regenerace.

Nenahrazuje lékařskou péči ani léčbu.

Technické informace

Další informace

Počet LED diod	<i>24 duálních čipů</i>
Vlnové délky	<i>590 nm / 660 nm</i>
Výkon	<i>12 W</i>
Velikost produktu	<i>cca 12,3 cm (délka), průměr hlavice cca 6,4 cm</i>
Certifikace	<i>CE, RoHS, FCC</i>



www.bloominds.cz

+420 602 491 591
lounge@bloominds.cz

Rybní 1066/15
110 00 Praha 1