

Masážní přístroj na kolena pro úlevu od bolesti kloubů



Co je Masážní přístroj na kolena pro úlevu od bolesti kloubů

Zařízení kombinuje čtyři regenerační technologie:

- fotobiomodulaci (červené a infračervené světlo)
- cílené nahřívání
- vibrační masáž
- ergonomickou kompresní bandáž

Tyto technologie společně podporují regeneraci kloubů, pomáhají uvolňovat svalové napětí a zvyšují komfort při každodenním pohybu.

Přístroj je vhodný pro domácí použití i regeneraci po sportovní aktivitě.

Hlavní benefity

Pravidelné používání může pomoci:

- ✓ podpořit regeneraci kolenního kloubu
- ✓ zmírnit pocit bolesti a ztuhlosti
- ✓ uvolnit svaly v okolí kolene
- ✓ podpořit prokrvení
- ✓ urychlit regeneraci po sportu
- ✓ zvýšit pohyblivost
- ✓ přinést příjemnou relaxaci po náročném dni

Jak zařízení funguje

Fotobiomodulace

Vestavěné LED diody využívají červené a infračervené světlo.

Světlo proniká hluboko do tkání, kde podporuje buněčnou energii (ATP), mikrocirkulaci a přirozené regenerační procesy organismu.

Hloubkové nahřívání

Integrované vyhřívání pomáhá:

- uvolnit ztuhlé svaly
- zvýšit prokrvení
- zmírnit pocit ztuhlosti
- zvýšit komfort během terapie

Vibrační masáž

Pulzní vibrace:

- uvolňují svalové napětí
- podporují lymfatický oběh
- přispívají k relaxaci okolí kolenního kloubu

Ovládání zařízení

Zapnutí

Přidržte tlačítko ON/OFF po dobu 2–3 sekund.

Zařízení se zapne v základním režimu.

Vibrační masáž

Krátkým stiskem tlačítka vibrací přepínáte:

- Automatický režim
- Nízká intenzita
- Vysoká intenzita

Nahřívání

Krátkým stiskem tlačítka teploty přepínáte:


- Nízká teplota (cca 45 °C)
- Střední teplota
- Vysoká teplota (cca 55 °C)

Světelná terapie

Krátkým stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete červené a infračervené světlo.

Automatické vypnutí

Po 10 minutách se zařízení automaticky vypne.



Doporučené používání

1. Přiložte přístroj na koleno.
2. Upevněte jej pomocí suchých zipů.
3. Zapněte zařízení.
4. Nastavte:
 - intenzitu vibrací
 - úroveň nahřívání
 - světelnou terapii
5. Relaxujte po dobu přibližně 10 minut.

Doporučená frekvence:

- 1–2× denně
- nebo podle individuální potřeby.

Pro nejlepší účinek doporučujeme přikládat zařízení přímo na pokožku.

Nabíjení

Před prvním použitím zařízení plně nabijte.

- Doba nabíjení: přibližně 3–4 hodiny.
- Nabíjejte pomocí přiloženého USB-C kabelu.
- Doporučený adaptér: 5 V / 2 A.

Pokud začne kontrolka baterie blikat, zařízení nabijte.

Údržba

- Čistěte pouze měkkým suchým hadříkem.
- Nepoužívejte alkohol ani agresivní čisticí prostředky.
- Nevkládejte zařízení do vody.
- Skladujte na suchém místě mimo přímé slunce.

Nejčastější dotazy

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení se nezapne	Vybitá baterie	Dobijte zařízení
Zařízení se vypne	Aktivoval se časovač	Znovu zapněte
Slabé zahřívání	Nízká okolní teplota	Používejte při 15–35 °C
Přístroj vydává jemný zvuk	Víbrace motoru	Jedná se o běžný provoz
Zařízení nehřeje	Nastaven nízký stupeň	Zvyšte intenzitu ohřevu

Obsah balení

Balení obsahuje:

- Masážní přístroj na koleno
- USB-C nabíjecí kabel
- uživatelský manuál

Bezpečnostní upozornění

Nepoužívejte zařízení:

- při poškození výrobku
- ve vlhkém prostředí
- během spánku
- při nabíjení
- u osob s kardiostimulátorem bez souhlasu lékaře
- při poruše citlivosti na teplo
- na otevřené rány
- při akutním zánětu bez doporučení lékaře

Před použitím se poraďte s lékařem pokud:

- jste těhotná,
- máte implantované elektronické zařízení,
- proděláváte onkologickou léčbu,
- trpíte závažným onemocněním kloubů.



bloominds®

www.bloominds.cz

+420 602 491 591

lounge@bloominds.cz

**Rybní 1066/15
110 00 Praha 1**