

TERAPIE ČERVENÝM A
INFRAČERVENÝM SVĚTLEM
NÁVOD K OBSLUZE



Před použitím našich výrobků si prosím přečtete tento návod.

Principy působení výrobku

Červené světlo

Červené světlo proniká povrchovou vrstvou kůže a mitochondrie v buňkách pohlcují nejvíce světla. Po ozáření červeným světlem se zvyšuje peroxidázová aktivita mitochondrií, což zvyšuje metabolismus buněk. Tím se zvyšuje obsah glykogenu, syntéza bílkovin a rozklad adenosintrifosfátu (ATP). Posiluje obnovu buněk a podporuje hojení ran a vředů. Zvyšuje také fagocytózu bílých krvinek a zlepšuje imunitu.

810nm, 850nm, 940nm blízké infračervenézář

Blízké infračervené světlo může způsobit přímý tepelný účinek na svaly a podkožní tkáň, urychluje krevní oběh, zvyšuje metabolismus, snižuje bolest a uvolňuje svaly.

Způsob použití

- Sejměte z žárovkyochranný kryt.
- Ujistěte se, že je vypínačvypnutý, a nainstalujte žárovku do pevnějšího držáku E26/E27 (hmotnost žárovky 380g).
- Používejte na těchto částech těla. Viz schéma níže.

Jak otestovat citlivost na světlo

- Při prvním použití výrobku pro terapii červeným světlem proveďte test citlivosti pokožky.
- Zapněte červené světlo a ozařujte předloktí po dobu dvou minut.
- Vypněte červené světlo a sledujte předloktí po dobu pěti minut.
- Pokud se objeví zarudnutí nebo vyrážka, v používání nepokračujte.

Vlastnosti výrobku

1. Kde lze použít



2. Co přístroj dokáže



Úleva od bolesti



Regenerace pleti



Úleva od bolesti svalů



Urychlení hojení ran



Podpora prokrvení



Protizánětlivé účinky

Doporučení k použití

Vzdálenost: Upravte vzdálenost červeného světla od pokožky na 1 až 10 palců podle potřeby.

Pokožka: Pro dosažení nejlepšího výsledku používejte červené světlo přímo na pokožku.

Teplota: Dbejte na to, aby vám teplota červeného světla na pokožce byla příjemná.

Doba: 10 až 30 minut na každou oblast.

Frekvence: Používejte 1 až 2krát denně.

Udržovací používání: několikrát týdně.

Upozornění

- Tentovýrobeknení zdravotnický prostředek a není určen k léčbě žádného onemocnění.
- Účinnost a výsledky tohoto výrobku se u jednotlivých osob liší a závisí na způsobu používání.
- Pokud zaznamenáte jakoukoli kožní reakci, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud se cítíte nemocní, okamžitě se poraďte s lékařem.

Důležitá bezpečnostní opatření



Nepoužívejte v blízkostvody.



Při přehřátí přístroje přestaňte používat.



Nedívejte se přímo do světla.



Po každém sezení terapie se nedotýkejte žárovky.



Nepoužívejte v těhotenství.



Nepoužívejte, pokud je vám méně než 13 let.



Přístroj nenechávejte v dosahu dětí.



Nepoužívejte při citlivosti pokožky nebo při kožní medikaci.



Vyhňte se používání v blízkosti očí.

Specifikace výrobku

Výkon (max.)	54W
Vstupní napětí	AC 100-240V
Materiál	Hliník
Rozměry výrobku	4.8*4.7inch
Záruka	3 roky
Čistá hmotnost	380g
Vlnová délka	660nm, 810nm, 850nm,
Úhel záření	940nm 30 stupňů
Životnost	50 000 hodin

Záruka

- Záruka jedenrok
- Poškození běžné opotřebení nejsou kryty zárukou. Oprava může být zpoplatněna.
- Přístroj nerozebírejte. Tím by záruka zanikla.