

bloominds

Beauty přístroj pro čištění a lifting pleti 5v1



Obsah

Bezpečnostní opatření	01
Obsah balení	02
Představení výrobku	03
Přehled režimů	04
Návod k obsluze	05
Technické parametry	06
Otázky a odpovědi	07
Poprodejní podpora	08

Bezpečnostní opatření

Zavazujeme se k vysoké míře odpovědnosti a integrity a poskytujeme kvalitní produkty a služby, které naplňují potřeby našich klientů.

Při používání tohoto přístroje postupujte opatrně a důsledně dodržujte všechny instrukce a upozornění uvedené v tomto návodu.

Tato upozornění mají zajistit bezpečné a správné používání výrobku.

Nedodržení instrukcí může vést ke zranění osob nebo poškození majetku.

Kontraindikace

- Upozornění na elektrickou citlivost (EMS): Funkce EMS (elektrická svalová stimulace) může vyvolat mírné brnění nebo lehké znecitlivění kůže. Jde o normální a nezbytný pocit doprovázející správné fungování. Pokud jste citliví na mikroproudovou stimulaci, doporučujeme začít na nejnižší intenzitě a postupně ji zvyšovat podle vlastní tolerance.
- Konzultace se zdravotníkem: Máte-li jakékoli zdravotní potíže, jste těhotná nebo se právě léčíte, konzultujte použití přístroje s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.
- Vyhněte se citlivým místům na pokožce: Nepoužívejte přístroj na poškozené, zanícené nebo infikované pokožce. Vyhněte se místům s výraznými akné, spálením od slunce či jinými kožními problémy.
- Citlivost na teplo a světlo: Pokud jste citliví na teplo nebo světlo, používejte přístroj na nejnižší intenzitě. Při nepohodlí nebo alergické reakci okamžitě přerušete používání.
- Pouze řádné používání: Používejte přístroj výhradně podle instrukcí v tomto návodu. Přístroj nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat. Používejte pouze originální nabíječku dodanou výrobcem, aby jste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte řádný kontakt s pokožkou: Během používání musí být hlava přístroje v plném kontaktu s pokožkou. Nepoužívejte přístroj v místech s kovovými implantáty ani u osob s kardiostimulátorem.
- Vyhněte se dlouhodobému používání na jednom místě: Během ošetření přístrojem pohybujte. Nedržte jej dlouho na jednom místě, aby nedošlo k nepohodlí pokožky.

- Mimo dosah dětí a domácích zvířat: Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a domácích zvířat. Přístroj je určen pouze pro použití dospělými osobami.
- Správné uložení: Uchovávejte přístroj na chladném a suchém místě. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
- Čištění: Po každém použití otřete přístroj měkkým suchým hadříkem nebo mírně navlhčeným vatovým tamponem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a neponořujte přístroj do vody.
- Při poruše přestaňte přístroj používat: Pokud přístroj nefunguje správně nebo je poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na klientský servis.

Obsah balení



M4




Silikonový přídržný kroužek



Nabíjecí kabel




Návod k použití



Úložná taška

Představení výrobku



Přehled režimů

• CLEAN

Princip činnosti:

Rízený TE Cohnřev udržuje konstantní teplotu 42°C v kombinaci s červeným světlem a technologií pozitivních iontů. K dispozici je pět stupňů intenzity výstupu iontů.

Hlavní přínosy:

Konstantní teplota 42 °C pomáhá otevřít póry a uvolnit nečistoty uvnitř pórů. Pozitivní ionty přitahují negativně nabitě nečistoty a zbytky, což zlepšuje hloubkové čištění. Červené světlo podporuje zklidnění a regeneraci pokožky během čištění a pomáhá udržet pocit pohodlí po ošetření.

Použití: Připevněte vatový tampon k masážní hlavě pomocí silikonového kroužku. Jemně masírujte obličej krouživými pohyby. Doporučená délka jednoho použití je 4 minuty. Denní použití je možné.

Pro citlivou pokožku omezte použití na 1–2 minuty na jedno ošetření.

• BOOST

Princip činnosti: Tento režim kombinuje červené světlo, žluté světlo, technologii negativních iontů a EMS (elektrickou svalovou stimulaci). Pět stupňů intenzity současně řídí výstup iontů i síly EMS.

Hlavní přínosy:

Technologie negativních iontů pomáhá vytvářet dočasné cesty mezi vnějšími vrstvami pokožky a usnadňuje účinnější vstřebávání kosmetických přípravků. EMS poskytuje mírnou stimulaci, která může dočasně zvýšit propustnost pokožky a podpořit rychlejší vstřebávání přípravků. Kombinovaný fototermální účinek červeného a žlutého světla podporuje mikrocirkulaci a rovnoměrnější rozvod výživných látek v pokožce.

Použití: Naneste na obličej tonikum, pleťovou vodu, krém nebo pleťový olej (nepoužívejte přípravky s vysokým obsahem oleje). Jemně masírujte podél obličejových linií tahy směrem nahoru pro lepší vstřebání. Doporučená délka jednoho použití je 4 minuty.

Používejte jednou ráno a jednou večer. U citlivé pokožky snižte frekvenci použití dle potřeby.

• LIFTING

Princip činnosti: Tento režim kombinuje červené světlo, zelené světlo, RF (radiofrekvenci) a EMS (elektrickou svalovou stimulaci). Pět stupňů intenzity umožňuje současně řízení výstupu RF i EMS.

Hlavní přínosy:

Energie RF pomáhá jemně prohrát pokožku, podpořit kontrakci kolagenových vláken a stimulovat přirozené procesy obnovy pokožky. Kombinovaný účinek červeného světla a RF podporuje aktivitu kolagenu a pevnost pokožky. EMS poskytuje mírnou svalovou stimulaci, která podporuje vykreslení obličejových kontur. Zelené světlo pomáhá zklidnit pokožku a podpořit rovnoměrnější tón pleti pro zářivější vzhled během péče proti stárnutí.

Použití: Naneste na obličej gel nebo hustší sérum. Pohybujte přístrojem směrem nahoru podél obličejových linií jemnými zdvižnými tahy. Doporučená délka jednoho použití je 4 minuty. Používejte 2–3krát týdně.

U citlivé pokožky omezte použití na 1–2 minuty na ošetření a snižte frekvenci použití.

•EYE CARE

Princip činnosti:

Tento režim kombinuje červené světlo, RF (radiofrekvenci) a EMS (elektrickou svalovou stimulaci). Pět stupňů intenzity umožňuje současné řízení výstupu RF i EMS.

Hlavní přínosy:

Červené světlo podporuje aktivitu kolagenu, mikrocirkulaci a pocit pohodlí pokožky. Energie RF podporuje remodelaci kolagenu a zlepšuje vzhled pevnosti pokožky v okolí očí. EMS poskytuje jemnou svalovou aktivaci, která podporuje svěží vzhled a omezuje otoky. Společně tyto technologie synergicky vytváří trojrozměrný systém péče proti stárnutí s efektem $1 + 1 + 1 > 3$, který cíleně řeší různé projevy stárnutí pokožky v okolí očí.

Použití:

Naneste tenkou vrstvu očního krému na okolí očí. Jemně přístroj přikládejte a masírujte, dokud se přípravek plně nevstřebá. Doporučená délka jednoho použití je 4 minuty. Používejte jednou ráno a jednou večer.

U citlivé pokožky snižte frekvenci použití dle potřeby.

•COOL

Princip činnosti:

Tento režim kombinuje modré světlo s technologií chlazení TEC.

Hlavní přínosy:


Chlazení pomáhá zúžit povrchové cévy, což poskytuje okamžitý zklidňující efekt a pomáhá omezit zarudnutí, teplo a nepohodlí pokožky. Modré světlo v kombinaci s chlazením podporuje zklidnění pokožky a snižuje riziko druhotného podráždění u citlivé pokožky. Tento režim také zjemňuje vzhled pórů, pomáhá regulovat nadměrný maz a podporuje čistotu pokožky, včetně péče o pleť se sklonem k nedokonalostem.

Použití:

Přístroj jemně přikládejte na místa obličeje, která potřebují chlazení. Doporučená délka jednoho použití je 4 minuty. Denní limit použití není stanoven, používejte dle potřeby. Po použití hlavu přístroje otřete čistou a suchou.

Návod k obsluze

Zobrazení režimů




1. Stisknutím a podržením tlačítka „MODE“ po dobu 1,5 sekundy přístroj zapnete.
2. Krátkým stiskem tlačítka „MODE“ vyberete režim.

Každým krátkým stiskem se přístroj postupně přepíná mezi režimy v tomto cyklu:
CLEAN-BOOST-LIFTING-EYE CARE-COOL.

3. Krátkým stiskem tlačítka „LEVEL“ procházíte úrovně intenzity od 1 do 5.

Zobrazení nabíjení



Při zahájení nabíjení bliká kontrolka baterie. Když kontrolka přestane blikat, nabíjení je dokončeno. Před běžným používáním odpojte napájení.

Poznámka: Když je stav baterie nízký, kontrolka nabíjení bliká. Přístroj co nejdříve dobijte.

Technické parametry

Výkon	8 W
Kapacita baterie	cca 2500 mAh
Výdrž baterie	cca 4 hodin
Nabíjení	USB Type-C (5 V / 1 A)
Rozměry	cca 197 x 53 x 41,5 mm
Hmotnost	cca 217 g
Režimy	Čištění, zapracování séra, péče proti stárnutí, péče o oční okolí a chladivý režim.
Certifikace	CE, FCC, RoHS, EMC, CCC, PSE, KC

Otázky a odpovědi

- **Jak přístroj po použití vyčistit?**

Po použití otřete hlavu přístroje měkkým suchým hadříkem nebo mírně navlhčeným vatovým tamponem.

- **Jak dlouho trvá nabití?**

Doba nabíjení je přibližně 3–4 hodiny.

-

- **Co dělat, když je baterie vybitá?**

Před použitím přístroj plně dobijte.

- **Na vatovém tamponu není vidět žádný zbytek nečistot?**

Některé nečistoty nejsou pouhým okem viditelné, výsledky se také mohou lišit podle individuálníhostavupokožky.

V režimu COOL necítím chladicí efekt?

- Pokud chcete chladicí funkci znovu použít, vypněte přístroj a nechte jej alespoň 30 minut odpočinout před dalším použitím.

EMS je příliš silné a způsobuje podráždění nebo brnění

Snižte úroveň intenzity nebo před použitím obtočte hlavu přístroje

- vatovým tamponem.

- **EMS je příliš slabé a necítím žádný pocit**

Zvyšte úroveň intenzity nebo naneste přiměřené množství kosmetického přípravku, aby byla pokožka dostatečně hydratovaná.

Poprodejní podpora

Jsme přesvědčeni o kvalitě a výkonu tohoto výrobku a poskytujeme komplexní záruční a poprodejní podporu na ochranu vašeho nákupu.

bloominds



www.bloominds.cz

+420 602 491 591

lounge@bloominds.cz

Rybná 1066/15

110 00 Praha 1