

LED oční polštářky s červeným světlem a EMS



Co jsou LED oční polštářky s červeným světlem a EMS

LED oční polštářky jsou kosmetické zařízení určené pro cílenou péči o citlivou oblast pod očima. Kombinují červené LED světlo, EMS stimulaci a jemnou vibrační masáž.

Díky kompaktnímu provedení se snadno používají a umožňují zařadit intenzivnější péči o oční okolí do každodenní beauty rutiny.

Přístroj se používá společně s vodivými gelovými polštářky, které zajišťují kontakt s pokožkou a umožňují působení EMS stimulace.

Jak technologie funguje

Červené LED světlo

Červené světlo je neinvazivní technologie využívaná v kosmetické péči o pokožku. Působí především v povrchových vrstvách pokožky a je vhodné pro pravidelnou péči o citlivé oční okolí.

Pravidelné používání může podpořit:

- zdravější a svěžejší vzhled pokožky
- péči o jemné linky a vrásky
- pružnost a pevnost pokožky
- regeneraci pokožky
- celkově odpočatější vzhled očního okolí

EMS stimulace

EMS využívá jemné elektrické impulzy, které během používání vytvářejí lehkou stimulaci pokožky.

Při používání můžete cítit jemné brnění nebo pulzování. Jedná se o běžný projev EMS stimulace. Intenzita pocitu se může měnit v závislosti na zvoleném režimu a vlhkosti pokožky.

Vibrační masáž

Jemná vibrační masáž doplňuje působení červeného světla a EMS a poskytuje příjemnou péči o namáhanou oblast pod očima.

Hlavní přínosy

Při pravidelném používání mohou LED oční polštářky přispět k:

- péči o jemné linky a vrásky v okolí očí
- svěžejšímu vzhledu očního okolí
- péči o pokožku se sklonem k váčkům pod očima
- zlepšení vzhledu unaveného očního okolí
- podpoře pružnosti pokožky
- regeneraci pokožky
- příjemné masáži očního okolí

Doporučené používání

Před použitím

Důkladně očistěte obličej a odstraňte veškerý make-up, zejména v oblasti pod očima.

Pro příjemnější péči můžete před použitím přiložit na oblast pod očima teplý ručník o teplotě přibližně 45 °C na 3 minuty.

Před prvním použitím se ujistěte, že je hlavní jednotka dostatečně nabitá.

Běžné používání

Doporučená délka jednoho ošetření:

10 minut

Doporučená frekvence:

3–4× týdně

Individuální frekvence používání se může lišit podle citlivosti pokožky a osobních preferencí.

Jak LED oční polštářky používat

1. Očistěte pokožku

Odstraňte make-up a důkladně očistěte oblast kolem očí. Pokožku následně osušte.

2. Přiložte gelové polštářky

Odstraňte ochrannou fólii a přiložte pravý a levý vodivý gelový polštářek na oblast pod očima.

Ochrannou fólii nevyhazujte – budete ji potřebovat pro následné skladování polštářků.

3. Zapněte zařízení

Vyjměte hlavní jednotku z nabíjecího pouzdra.

Dlouhým stisknutím tlačítka zařízení zapněte.

4. Zvolte intenzitu EMS

Krátkým stisknutím tlačítka přepínáte mezi třemi úrovněmi intenzity.

Úroveň 1

Červené světlo + slabá EMS stimulace

Vhodná zejména při prvním použití nebo pro citlivější pokožku.

Úroveň 2

Červené světlo + střední EMS stimulace

Střední intenzita pro běžné používání.

Úroveň 3

Červené světlo + silná EMS stimulace

Nejvyšší intenzita EMS stimulace.

Při prvním použití doporučujeme začít na nejnižší intenzitě a podle pocitu ji postupně zvýšit.

5. Připevněte hlavní jednotky

Pomocí magnetických bodů připevněte hlavní jednotky k vodivým gelovým polštářkům umístěným pod očima.

Po spuštění se aktivuje červené LED světlo a EMS stimulace.

Jedna terapie trvá automaticky 10 minut.

POSTUP POUŽITÍ

1



1. Očistěte obličej

Důkladně očistěte obličej a oblast kolem očí.


2



2. Přiložte vodivé gelové polštářky

Nalepte vodivé gelové polštářky na oblast pod očima podle znázornění na obrázku.

3



3. Zapněte a připevněte zařízení

Vyjměte hlavní jednotku očního přístroje. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zařízení zapněte. Nastavte požadovanou intenzitu a připevněte hlavní jednotku k vodivému gelovému polštářku v oblasti pod okem.

4



4. Nechte přístroj působit 10 minut

Jedno použití trvá automaticky 10 minut. Během této doby je aktivováno červené světlo a EMS stimulace.

5



5. Gelové polštářky uschovejte pro další použití

Vodivé gelové polštářky jsou opakovaně použitelné. Po sejmutí nevyhazujte ochrannou fólii. Po použití nalepte gelové polštářky zpět na ochrannou fólii a uschovejte je pro další použití.

Péče o gelové polštářky

Vodivé gelové polštářky jsou určeny k opakovanému použití.

Po každém použití je opatrně sejměte z pokožky a znovu je umístěte na původní ochrannou fólii.

Pokud gelové polštářky začnou vysychat, lze je lehce navlhčit malým množstvím vody. Tím lze obnovit jejich pružnost a zlepšit kontakt s pokožkou.

Polštářky skladujte na čistém a suchém místě.

Nabíjení

Pokud se zařízení nezapne nebo je baterie vybitá, vložte hlavní jednotky do nabíjecího pouzdra.

Nabíjecí pouzdro připojte pomocí USB-C kabelu ke vhodnému napájecímu adaptéru.

Nabíjecí parametry

5 V / 1 A

Doba nabíjení

Přibližně 180 minut

Výdrž baterie

Přibližně 120 minut

Kontrolka na zařízení a nabíjecím pouzdře informuje o stavu nabíjení.

Čištění a údržba

Časté dotazy

Je jemné brnění při používání normální?

Ano. Lehké brnění, pulzování nebo pocit jemných elektrických impulzů je při EMS stimulaci běžný.

Intenzita může být výraznější při vyšším stupni EMS nebo při vyšší vlhkosti pokožky.

Jak dlouho trvá jedno použití?

Jedno ošetření trvá automaticky 10 minut.

Jak často mám oční polštářky používat?

Doporučená frekvence je 3–4× týdně. Frekvenci můžete přizpůsobit individuální citlivosti pokožky.

Mohu gelové polštářky používat opakovaně?

Ano. Gelové polštářky jsou opakovaně použitelné. Po každém použití je vraťte zpět na ochrannou fólii a správně uskladněte.

Co mám dělat, když gelové polštářky vyschnou?

Lehce je navlhčete malým množstvím vody. Nepoužívejte nadměrné množství vody.

Je zařízení vodotěsné?

Ne. Zařízení není vodotěsné a nesmí být ponořeno do vody ani čištěno pod tekoucí vodou.

Čištění a údržba

Před čištěním zařízení vždy vypněte.

Hlavní jednotky čistěte pouze pomocí mírně navlhčeného měkkého hadříku nebo ubrousku.

Zařízení:

- neponořujte do vody
- neoplachujte pod tekoucí vodou
- nevystavujte nadměrné vlhkosti
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky


Výrobek skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě mimo přímé sluneční záření.

Pokud zařízení nepoužíváte déle než 3 měsíce, před dalším použitím zkontrolujte jeho stav a baterii dobijte.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- hlavní jednotky LED očních polštářků
- nabíjecí pouzdro
- pravý a levý velký vodivý gelový polštářek
- pravý a levý malý vodivý gelový polštářek
- USB-C nabíjecí kabel
- ochranný kryt
- uživatelský manuál



Důležité bezpečnostní pokyny

- Zařízení není vodotěsné. Nevystavujte jej vodě ani nadměrné vlhkosti.
- Nepoužívejte zařízení na otevřené rány nebo poškozenou pokožku v oblasti očí.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jste během posledního roku podstoupili operaci očí.
- Při nepříjemných nebo neobvyklých pocitech používání okamžitě přerušete.
- Zařízení sami nerozebírejte ani neopravujte.
- Nepoužívejte zařízení při okolní teplotě vyšší než 35 °C nebo nižší než -5 °C.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze v souladu s tímto návodem.
- V případě pochybností o vhodnosti používání vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu se před použitím poraďte s lékařem.

Řešení problémů

Zařízení se během používání vypne

Možná příčina: Nízký stav baterie.

Řešení: Zařízení nabijte.

Zařízení nelze nabít

Možná příčina: Nevhodné napětí nebo proud nabíječky.

Řešení: Použijte nabíjecí adaptér odpovídající parametrům 5 V / 1 A.

Kontrolka při nabíjení nereaguje

Možná příčina: Baterie je zcela nebo téměř zcela vybitá.

Řešení: Nechte zařízení delší dobu nepřetržitě nabíjet.

Nabíjení trvá neobvykle dlouho

Možná příčina: Velmi nízký stav baterie.

Řešení: Pokračujte v nabíjení.

Zařízení při nabíjení nereaguje

Možná příčina: Porucha nabíjecího kabelu nebo nabíjecího adaptéru.

Řešení: Vyzkoušejte jiný kompatibilní kabel nebo adaptér.

Technické informace

Typ produktu	<i>LED oční polštářky s EMS mikrostimulací</i>
Světelná technologie	<i>červené LED světlo</i>
EMS masáž	<i>3 nastavitelné úrovně intenzity</i>
Konstrukce	<i>dvoudílné gelové polštářky 2 v 1</i>
Uchycení	<i>magnetické připojení</i>
Indikace intenzity	<i>3režimový LED indikátor</i>
Nabíjecí pouzdro	<i>500 mAh</i>
Použití	<i>domácí péče i použití na cestách</i>
Nabíjecí port	<i>USB-C</i>
Výkon	<i>2 W</i>
Váha	<i>85g</i>
Funkce	<i>EMS + červené světlo</i>
Certifikace	<i>CE ROHS FCC</i>



bloominds®

www.bloominds.cz

+420 602 491 591

lounge@bloominds.cz

**Rybní 1066/15
110 00 Praha 1**